

TECHNICKY LIST / TECHNICAL SHEET / TECHNISCHES DATENBLATT

Vypracoval : Ing. Pavel Lubina
Schváleno : Jaroslav Kučenský



Č. dokument :
CliniRoll/23/5812

Revize : rev00/23

I.

Výrobek :

Clini – Roll je bílý papír v roli, materiál 100% celuloza.

II.

Použití :

Clini – Roll se používá na vyšetřovací lůžko k hygienické ochraně pacienta při vyšetření lékařem.

Instrukce : pracovník zdravotnického zařízení vloží roli papír do držáku u vyšetřovacího lůžka, a natáhne papír na celý prostor lůžka. Po vyšetření papír zlikviduje do tříděného odpadu, dle odpadového hospodářství každého pracoviště.

III.

Materiál :

100% celuloza, 2 vrstvý, bílý

34 gr/m² vrstva,

Šířka : 39/50/59 cm a délka 50 m, 20 cm délka jednoho útržku.

Každá role je hygienicky zabalena v PE folii a opatřena etiketou.

Průměr role : 11,5 cm

IV.

Tisk data na etiketě :

Název, REF číslo, šířka a délka výrobku.

Výrobní číslo, Výrobní šarže.

Výrobek je NESTERILNÍ,



V.

Skladování

Clini Roll musí být uskladněn v suchém skladovém prostoru, při teplotě +5 / +35 C, řádně větráný a bezpodmínečně zabezpečený proti vlhkosti, hlodavcům, a vzniku požáru. Skladování musí být zabezpečeno řádně dle požárních směrnic a směrnic bezpečnosti práce.

VI.

Referenční čísla

REF	Product
CLX39	Clini Roll šířka 39 cm, délka 50 m
CLX50	Clini Roll šířka 50 cm , délka 50 m
CLX59	Clini Roll šířka 59 cm , délka 50 m



VII.

Logistika Data

	39 cm	50 cm	59 cm
Barva	bílá	bílá	bílá
Ražba	ano	ano	Ano
Šířka 1 útržku	20 cm	20 cm	20 cm
Šířka papíru	39 cm	50 cm	59 cm
Délka 1 role	50 m	50 m	50 m
Váha gr/m ²	34	34	34
Počet rolí karton	6 ks	9 ks	9 ks
Váha 1 role	800 gr	850 gr	850 gr
Váha 1 karton	6,5 kg	7,8 kg	8,8 kg
Počet kartonů na paletě	50	20	20
Váha 1 palety	190 kg	155 kg	170 kg



VIII.

Foto výrobku :



IX.

Závěr :

Clini Roll papír v roli na vyšetřovací lůžka splňuje všechny parametry použití ve zdravotnických zařízeních a dále pro účely všeobecné hygieny a úklidu.

X.

Kontakt na výrobce a odpovědná osoba :

DispoPharma s.r.o.

Rumunská 12, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 05009049

DIČ : CZ05009049

EORI celní registrace : CZ05009049

E-mail : info@dispopharm.cz

Telefon : +420 602 243 441

Odpovědná osoba : p. Jiří Němeček



XI.



Udržitelnost

Společnost DispoPharm pečlivě dbá na plán rozvoje udržitelnost firmy a ochranu životního prostředí, kde obalové materiály jsou používány z recyklovatelného materiálu a provádí pravidelné školení zaměstnanců a prezentační školení u klientů na správné odpadové hospodářství v rámci udržitelného rozvoje .

XII.

Udržitelný Rozvoj – vize





XIII.

Všeobecné použití :





Sídlo firmy:

DispoPharm s.r.o.

Rumunská 12, čp. 1720

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 050 09 049

Bank spojení:

ČSOB a.s.

EUR účet : 298319445/0300

CZK účet : 298294485/0300

IBAN : CZ03 0300 0000 0002 9831 9945

Swift: CEKOCZPP

e-mail : info@dispopharm.cz

phone : +420 602 243 441

