

# TECHNICKY LIST / TECHNICAL SHEET / TECHNISCHES DATENBLATT

Vypracoval : Ing. Pavel Lubina  
Schválené : Jaroslav Kučiensky



Č. dokument :  
CliniRoll/23/5812

Revízia : rev00/23

I.

Výrobok:

Clini – Roll je biely papier v rolke, materiál 100% celulóza.

II.

Použitie:

Clini – Roll sa používa na vyšetrovacie lôžko na hygienickú ochranu pacienta pri vyšetrení lekárom.

Inštrukcie: pracovník zdravotníckeho zariadenia vloží rolu papier do držiaka u vyšetrovacieho lôžka, a natiahne papier na celý priestor lôžka. Po vyšetrení papier zlikviduje do triedeného odpadu, podľa odpadového hospodárstva každého pracoviska.

III.

Materiál:

100% celulóza, 2 vrstvový, biely

34 gr/m2 vrstva,

Šírka: 39/50/59 cm a dĺžka 50 m, 20 cm dĺžka jedného útržku.

Každá rolka je hygienicky zabalená v PE fólii a opatrená etiketou.

Priemer role: 11,5 cm

IV.

Tlač dátumu na etikete:

Názov, REF číslo, šírka a dĺžka výrobku.

Výrobné číslo, Výrobné šarže.

Výrobok je NESTERILNÝ,



V.

#### Skladovanie

Clini Roll musí byť uskladnený v suchom skladovom priestore, pri teplote +5 / +35 C, riadne vetraný a bezpodmienečne zabezpečený proti vlhkosti, hlodavcom, a vzniku požiaru. Skladovanie musí byť zabezpečené riadne podľa požiarnych smerníc a smerníc bezpečnosti práce.

VI.

#### Referenčné čísla

REF	Product
CLX39	Clini Roll šírka 39 cm, dĺžka 50 m
CLX50	Clini Roll šírka 50 cm , dĺžka 50 m
CLX59	Clini Roll šírka 59 cm , dĺžka 50 m



## VII.

### Logistika Data

	39 cm	50 cm	59 cm
Farba	biela	biela	biela
Ražba	ano	ano	Ano
Šírka 1 útržku	20 cm	20 cm	20 cm
Šírka papieru	39 cm	50 cm	59 cm
Dĺžka 1 role	50 m	50 m	50 m
Váha gr/m <sup>2</sup>	34	34	34
Počet rolí karton	6 ks	9 ks	9 ks
Váha 1 role	800 gr	850 gr	850 gr
Váha 1 karton	6,5 kg	7,8 kg	8,8 kg
Počet kartónov na paletě	50	20	20
Váha 1 palety	190 kg	155 kg	170 kg



VIII.

Foto výrobku :



IX.

Záver :

Clini Roll papier v úlohe na vyšetrovacie lôžka spĺňa všetky parametre použitia v zdravotníckych zariadeniach a ďalej na účely všeobecnej hygieny a upratovania.

X.

Kontakt na výrobcu a zodpovedná osoba :

**DispoPharma s.r.o.**

Rumunská 12, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 05009049

DIČ : CZ05009049

EORI celní registrace : CZ05009049

E-mail : [info@dispopharm.cz](mailto:info@dispopharm.cz)

Telefon : +420 602 243 441

Zodpovedná osoba : p. Jiří Němeček



XI.



Udržateľnosť

Spoločnosť DispoPharm starostlivo dbá na plán rozvoja udržateľnosti firmy a ochranu životného prostredia, kde obalové materiály sú používané z recyklovateľného materiálu a vykonáva pravidelné školenia zamestnancov a prezentačné školenia u klientov na správne odpadové hospodárstvo v rámci udržateľného rozvoja.

XII.

Udržateľný Rozvoj – vízia





XIII.

Všeobecné použitie:







Sídlo firmy:

**DispoPharm s.r.o.**

Rumunská 12, čp. 1720

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 050 09 049

**Bank spojení:**

ČSOB a.s.

EUR účet : 298319445/0300

CZK účet : 298294485/0300

IBAN : CZ03 0300 0000 0002 9831 9945

Swift: CEKOCZPP

**e-mail** : [info@dispopharm.cz](mailto:info@dispopharm.cz)

**phone** : +420 602 243 441

