

TECHNICKY LIST / TECHNICAL SHEET / TECHNISCHES DATENBLATT

Hergestellt von : Ing. Pavel Lubina
Genehmigt durch : Jaroslav Kučensky



Dokument Nr :
CliniRoll/23/5812

Revision : rev00/23

I.

Produkt :

Clini – Roll ist weißes Papier in einer Rolle, Material 100 % Zellulose.

II.

Verwendung:

Clini – Roll wird auf der Untersuchungsliege eingesetzt, um den Patienten während der Untersuchung durch den Arzt hygienisch zu schützen.

Anleitung: Der Mitarbeiter der medizinischen Einrichtung legt die Papierrolle in die Halterung neben dem Untersuchungsbett und spannt das Papier über die gesamte Fläche des Bettes. Nach der Untersuchung wird das Papier entsprechend der Abfallentsorgung des jeweiligen Arbeitsplatzes im getrennten Abfall entsorgt.

III.

Material:

100 % Zellulose, 2-lagig, weiß

34 g/m² Schicht,

Breite: 39/50/59 cm und Länge 50 m, 20 cm Länge aus einem Stück.

Jede Rolle ist hygienisch in PE-Folie verpackt und mit einem Etikett versehen.

Rollendurchmesser: 11,5 cm

IV.

Drucken Sie das Datum auf das Etikett:

Name, REF-Nummer, Breite und Länge des Produkts.

Produktionsnummer, Produktionscharge.

Das Produkt ist NICHT STERIL,



V.

Lagerung

Clini Roll muss an einem trockenen Lagerort, bei einer Temperatur von +5 / +35 C, gut belüftet und absolut geschützt vor Feuchtigkeit, Nagetieren und Feuer gelagert werden. Die Lagerung muss entsprechend den Brand- und Arbeitsschutzbestimmungen ordnungsgemäß gesichert sein.

VI.

Referenznummer

REF	Product
CLX39	Clini Roll Breite 39 cm, Länge 50 m
CLX50	Clini Roll Breite 50 cm , Länge 50 m
CLX59	Clini Roll Breite 59 cm , Länge 50 m



VII.

Logistikdaten :

	39 cm	50 cm	59 cm
Farbe	weiss	weiss	weiss
Auflage	JA	JA	JA
Breite 1 Stück	20 cm	20 cm	20 cm
Papierbreite	39 cm	50 cm	59 cm
Länge 1 Rolle	50 m	50 m	50 m
Gewicht gr/m2	34	34	34
Anzahl Rollen pro Karton	6 ks	9 ks	9 ks
Gewicht 1 rolle	800 gr	850 gr	850 gr
Gewicht 1 karton	6,5 kg	7,8 kg	8,8 kg
Anzahl Kartons auf 1 Palette	50	20	20
Gewicht einer Palette	190 kg	155 kg	170 kg



VIII.

Produktfoto::



IX.

Abschluss:

Clini Roll-Papier in einer Rolle für Untersuchungsbetten erfüllt alle Parameter für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und für allgemeine Hygiene- und Reinigungszwecke.

X.

Kontakt zum Hersteller und Verantwortlichen Person :

DispoPharma s.r.o.

Rumunská 12, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 05009049

DIČ : CZ05009049

EORI celní registrace : CZ05009049

E-mail : info@dispopharm.cz

Telefon : +420 602 243 441

Verantwortlich Person : Herr Jiří Němeček



XI.


Nachhaltigkeit

Das Unternehmen DispoPharm legt großen Wert auf den Nachhaltigkeits- und Umweltschutzentwicklungsplan des Unternehmens, bei dem Verpackungsmaterialien aus wiederverwertbarem Material verwendet werden, und führt regelmäßig Mitarbeiterschulungen und Kundenpräsentationsschulungen zum ordnungsgemäßen Abfallmanagement als Teil einer nachhaltigen Entwicklung durch.

XII.

Nachhaltige Entwicklung – Vision





XIII.

Allgemeiner Gebrauch :





Hauptquartier :

DispoPharm s.r.o.

Rumunská 12, čp. 1720

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 050 09 049

Bankverbindung:

ČSOB a.s.

EUR účet : 298319445/0300

CZK účet : 298294485/0300

IBAN : CZ03 0300 0000 0002 9831 9945

Swift: CEKOCZPP

e-mail : info@dispopharm.cz

phone : +420 602 243 441

