

TECHNICKY LIST / TECHNICAL SHEET / TECHNISCHES DATENBLATT

Przygotowane przez: Ing. Pavel Lubina
Zaakceptowany przez : Jaroslav Kučensky



Numer dokumentu :
CliniRoll/23/5812

Rewizja: rev00/23

I.

Produkt:

Clini – Roll to biały papier w rolce, materiał: 100% celuloza.

II.

Stosowanie:

Clini – Roll służy do higienicznego zabezpieczenia pacjenta podczas badania przez lekarza.
Instrukcja: pracownik placówki medycznej wkłada rolkę papieru do uchwytu przy łóżku zabiegowym i rozciąga papier na całej powierzchni łóżka. Po badaniu papier należy wyrzucić do segregowanych odpadów, zgodnie z gospodarką odpadami obowiązującą w każdym zakładzie pracy.

III.

Materiał:

100% celuloza, 2-warstwowa, kolor biały
warstwa 34 gr/m²,
Szerokość: 39/50/59 cm i długość 50 m, długość 20 cm w jednym kawałku.
Każda rolka jest higienicznie owinięta folią PE i zaopatrzona w etykietę.
Średnica rolki: 11,5 cm

IV.

Wydrukuj datę na etykiecie:

Nazwa, numer REF, szerokość i długość produktu.
Numer produkcyjny, partia produkcyjna.
Produkt jest NIESTERYLNY,



V.

Składowanie

Clini Roll należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze +5 / +35 C, odpowiednio wentylowanym i całkowicie chronionym przed wilgocią, gryzoniami i ogniem. Magazyn należy odpowiednio zabezpieczyć, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i BHP.

VI.

Numery referencyjne

REF	Product
CLX39	Clini Roll szerokość 39 cm, długość 50 m
CLX50	Clini Roll szerokość 50 cm , długość 50 m
CLX59	Clini Roll szerokość 59 cm , długość 50 m



VII.

Dane logistyczne

	39 cm	50 cm	59 cm
Kolor	biały	biały	biały
łoczenie papieru	tak	tak	tak
Szerokość 1 złom	20 cm	20 cm	20 cm
Szerokość papieru	39 cm	50 cm	59 cm
Długość 1 rolka	50 m	50 m	50 m
Waga gr/m2	34	34	34
Liczba rolek w kartonie	6 ks	9 ks	9 ks
Waga 1 rolka	800 gr	850 gr	850 gr
Waga 1 kartonu	6,5 kg	7,8 kg	8,8 kg
Ilość kartonów na 1 palecie	50	20	20
Waga 1 palety	190 kg	155 kg	170 kg



VIII.

Zdjęcie produktu:



IX.

Wniosek:

Papier Clini Roll w rolce do łóżek zabiegowych spełnia wszelkie parametry do stosowania w placówkach medycznych oraz do celów ogólnej higieny i utrzymania czystości.

X.

Kontakt do producenta i osoby odpowiedzialnej:

DispoPharma s.r.o.

Rumunská 12, 120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 05009049

DIČ : CZ05009049

EORI celní registrace : CZ05009049

E-mail : info@dispopharm.cz

Telefon : +420 602 243 441

Odpowiedzialna osoba : p. Jiří Němeček



XI.


Zrównoważony rozwój

Firma DispoPharm przywiązuje dużą wagę do planu rozwoju firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w którym materiały opakowaniowe wykorzystywane są z surowców wtórnych oraz prowadzi regularne szkolenia pracowników oraz szkolenia prezentacyjne dla klientów na temat prawidłowego gospodarowania odpadami w ramach zrównoważonego rozwoju.

XII.

Zrównoważony Rozwój - wizja





XIII.

Ogólnego stosowania:





Siedziba:

DispoPharm s.r.o.

Rumunská 12, čp. 1720

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ : 050 09 049

Połączenie z bankiem:

ČSOB a.s.

EUR účet : 298319445/0300

CZK účet : 298294485/0300

IBAN : CZ03 0300 0000 0002 9831 9945

Swift: CEKOCZPP

e-mail : info@dispopharm.cz

phone : +420 602 243 441

